

Technický list

Dezinfekce výparníku klimatizace Odpářovač Viro 400 ml / 2897-303

Viro Vaporizer se používá k hygienickému čištění výparníku klimatizačního systému vozidla. V závislosti na použití je výparník klimatizačního systému v každém automobilu povrchově potažen vrstvou nečistot, což vytváří živnou půdu pro bakterie produkující zápach. Při proudění vzduchu se spóry dostanou do interiéru vozu a působí na cestující nepříjemnými pachy. Náš produkt odstraňuje tuto živnou půdu a působí proti ní preventivně.

čistí a dezinfikuje výparník klimatizace
trvale likviduje zárodky, bakterie a plísně
předchází novému usídlení mikroorganismů
Odstraňuje nepříjemný zápach
zajišťuje zdravý a voňavý vzduch ve vozidle
vč. 60 cm dlouhé hadice s rotorovou tryskou pro
čištění výparníku



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 899393

Pokyny k použití

Použití: vypněte zapalování. Vyjměte pylový filtr. Důkladně protřepejte plechovku a pomocí přiložené aplikační hadice zcela namočte výparník klimatizace přes přístupové body klimatizačního systému a aplikujte cca 50 sekund. Nechejte produkt působit 5 minut a poté nainstalujte nový pylový filtr. **POZNÁMKA!** Klimatizační systémy bez zápachu pouze při pravidelném preventivním používání. (Alespoň jednou ročně). Jedna plechovka stačí pro jednu až tři aplikace. Tento produkt dokonale doplňuje náš systém čištění a ventilace „Viro Air Fresh Plus“ (položka č. 2897-302)! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Dezinfekce výparníku na osobních a užitkových vozidlech.

technická data

Nádoba: 400 ml
Barva: bezbarvý
Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 4000 hPa
Hnací plyny: dimethylether
Hustota (aktivní složka): 0,93 g / ml
Biocid: registrační číslo N-44671